

EYCIPEYE DROPS

(Ciprofloxacin USP 3mg)
(USP Specification)

Sterile Ophthalmic Solution

COMPOSITION:

Each ml contains:
Ciprofloxacin U.S.P (as HCl)
equivalent to 3.0mg base

ACTION:

Ciprofloxacin is a fluoroquinolone antibacterial active against a broad spectrum of gram-positive and gram-negative ocular pathogens.

MICROBIOLOGY:

The bactericidal activity of Ciprofloxacin results from interference with the enzyme DNA gyrase which is needed for the synthesis of bacterial DNA. Ciprofloxacin has been shown to be active against most strains of the following organisms both in vitro and in clinical infections.

Gram +ve: Staphylococcus aureus (including methicillin-susceptible & methicillin-resistant strains), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus (Viridans Group).

Gram -ve: Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Ciprofloxacin has been shown to be active in vitro against most strains of the following organisms, however, clinical data is not known.

GRAM +VE:

Enterococcus faecalis	Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis	Staphylococcus saprophyticus
Streptococcus pyogenes	

GRAM -VE:

Acinetobacter calcoaceticus	Legionella pneumophila
Aeromonas caviae	Moraxella
Aeromonas hydrophila	Morganella morganii
Brucella melitensis	Neisseria gonorrhoeae
Campylobacter coli	Pasteurella multocida
Campylobacter jejuni	Proteus mirabilis
Citrobacter diversus	Proteus vulgaris
Citrobacter freundii	Providencia rettgeri
Edwardsiella tarda	Providencia stuartii
Enterobacter aerogenes	Salmonella enteritidis
Enterobacter cloacae	Salmonella typhi
Escherichia coli	Shigella sonnei
Haemophilus ducreyi	Shigella flexneri
Haemophilus influenzae	Vibrio cholerae
Haemophilus parainfluenzae	Vibrio parahaemolyticus
Klebsiella pneumoniae	Vibrio vulnificus
Klebsiella oxytoca	Yersinia enterocolitica

INDICATIONS:

Eycip Ophthalmic Solution is indicated for the treatment of infections caused by the susceptible strains of micro-organisms in the conditions listed below:

SOLUTION ONLY: Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens*, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus (Viridans Group)*.

*Efficacy for these organisms was studied in fewer than 10 infections.

CONJUNCTIVITIS – Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus (Viridans Group).

آئی سپ
دلی لیڈ (تقریباً)
آئیکھوں کے قطرے
(پروفلاکسازین ۳ ملی گرام)
آئیکھوں کے لئے قطرے برائیم سے پاک
دلی لیڈ (تقریباً) آئیکھوں کے قطرے

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to Ciprofloxacin or any other component of the medication, or hypersensitivity to other quinolones is a contraindication.

ADVERSE EFFECTS:

Local burning or discomfort may be experienced. In corneal ulcers, frequent use may reveal white precipitation. Remote cases of lid edema, tearing, photophobia, corneal infiltrates, nausea and decreased vision have been reported.

WARNINGS: (NOT FOR INJECTION)

Serious hypersensitive reactions have been reported in patients receiving systemic quinolone therapy. These include cardiovascular collapse, unconsciousness, tingling, facial edema, dyspnea, itching and urticaria. Prolonged use may result in overgrowth of non-susceptible organisms, including fungi.

PAEDIATRIC USE:

Safety and effectiveness in pediatric patients below the age of 1 year have not been established.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

OPHTHALMIC SOLUTION: CORNEAL ULCERS: Two drops into the affected eye every 15 minutes for the first six hours, then two drops every 30 minutes for the rest of first day. On the second day, two drops every hour. On the third through 14th day, Two drops every four hours. Treatment may be continued after 14 days if corneal re-epithelialization has not occurred.

BACTERIAL CONJUNCTIVITIS: One or two drops into the conjunctival sac(s) every two hours while awake for two days and every four hours for the next five days during waking hours.

HOW SUPPLIED:

Ophthalmic solution is available as a sterile solution 5 ml in pilfer proof plastic dropper bottles (Gamma irradiated).

خوراک: ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

ہدایات: دھوپ اور نمی سے بچائیں۔

ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔

درجہ حرارت کی حد ۱۵ سے ۲۵ سینٹی گریڈ ہے۔

انتباہ: پہلی دفعہ بوتل کھولنے کے بعد دو اواکھ ماہ

تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ استعمال کرنے سے پہلے بوتل اچھی طرح ہلائیں۔

صرف آنکھوں کے استعمال کے لئے۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔



MARKETED BY:
LUMEN
PHARMA
122/M, Block-2, P.E.C.H.S., Karachi.

Manufactured By:

Nexus Pharma
Plot No.4/19 – 4/36 Sector 21,
Korangi Industrial Area,
Karachi-74900.